



# 3D Photon

přenosný kosmetický přístroj

## PRO OMLAZENÍ BEZ OPERACE

**FUNGUJE NA BÁZI 3 ÚČINNÝCH KOSMETICKÝCH  
METOD:**

**ULTRAZVUKOVÁ  
TERAPIE**

zajišťuje  
mikromasáž na  
buněčné úrovni

**FOTOCHROMO-  
TERAPIE**

působení  
světelných vln  
pomáhá při  
různorodých  
problémech  
pokožky

**FONOFORÉZA**

zlepšuje  
vstřebávání  
kosmetických  
přípravků



tianDe®

## ULTRAZVUKOVÁ MIKROMASÁŽ NA BUNĚČNÉ ÚROVNI ZAJIŠŤUJE:

- **aktivaci** látkové výměny uvnitř buněk
- **zlepšení** cirkulace krve v tkáních, zesílení cirkulace lymfy, což vede ke zlepšení výživy tkání a urychlení regeneračních procesů
- **nasycení** buněk kyslíkem a zvýšení imunity pokožky
- **zvýšení** syntézy kolagenu, elastinu a kyseliny hyaluronové, které jsou nezbytné pro pevnost a elasticitu pokožky
- **odstranění** napětí mimických svalů, které způsobuje vrásky, a v důsledku toho výraznou redukci množství a hloubky vrásek
- **normalizaci** funkce mazových žláz, antibakteriální účinek
- **vyhlazení** jizviček, redukce otoků
- **redukci** pigmentových skvrn a pih

[www.tiandefm.cz](http://www.tiandefm.cz)



# FOTOCHROMOTERAPIE **tiandē**<sup>®</sup>

## ČERVENÁ BARVA

Proniká do hloubky 8-10 mm, aktivuje činnost fibroblastů – hlavních buněk dermis, které vytvářejí podmínky pro regeneraci a syntézu kolagenu, elastinu a dalších bílkovin, které ovlivňují mládí pleti.

**IDEÁLNÍ PRO OMLAZUJÍCÍ PROCEDURY.**

## ZELENÁ BARVA

Proniká do hloubky 3-5 mm, působí na vrchní a střední vrstvu pokožky – epidermis a dermis.

Zužuje rozšířené cévy, zlepšuje okysličování buněk, zklidňuje podrážděnou pokožku a odstraňuje diskomfort.

**IDEÁLNÍ PRO SMÍŠENOU PLEŤ.**

## MODRÁ BARVA

Proniká do hloubky 0,5 mm, hodí se pro péči o citlivou, mastnou a zanícenou pleť. Přispívá k regulaci produkce mazu, stažení pórů, redukci zánětlivých procesů a zarudnutí.








**IDEÁLNÍ PRO MASTNOU CITLIVOU** pleť a při zánětlivých procesech (komedonech a akné).



# PROCEDURA FONOFORÉZY s kosmetickými přípravky TianDe

tianDe

## HYDRATAČE PLETI

Věk	Hydratační přípravky		
	KÓD	PRODUKT	FOTO
20+	14710	Gel „Aloe vera“	
	15508	In Top – Hydratační krém na obličej pro zářivou krásu pleti	
	14601	Snail Secret – Vícefunkční krém na obličej s mucinem hlemýžďů	
25+	15203	Phyto Code – Pleťový krém s cordycepsem a šalvějí	
30+	12111	Tibetan Herbs – Vysoce účinný hydratační krém	
35+	12803	Zhenfei perfect – Intenzivní hydratační krém	
40+	10304	Placentární řada - Hydratační vyživující krém na obličej	

[www.tiandefm.cz](http://www.tiandefm.cz)



# DOPORUČENÉ PŘÍPRAVKY

TianDe pro dosažení maximálního účinku při používání přístroje

tianDe®

**3D Photoner**

ÚČINEK	PŘÍPRAVKY TIANDE		
	KÓD	PRODUKT	FOTO
<b>Posílení a zvýšení pružnosti pleti 35 + Collagen Active</b>	12703	Intenzivní liftingový krém na obličej	
	12707	Modelující gel na tvar obličeje	
	12705	Zpevňující a liftingová emulze na obličej a krk	
<b>Regenerace (omlazení) 35+</b>	10101	Obnovující sérum v kapslích	
	13502	Marine Collagen – Vyživující regenerační noční krém	
	15104	Snake Factor – Krém pro komplexní obnovu pleti obličeje	
	12805	Zhenfei perfect – Omlazující energetická emulze	
	10304	Placentární řada – Hydratační vyživující krém na obličej	



# DOPORUČENÉ PŘÍPRAVKY

TianDe pro dosažení maximálního účinku při používání přístroje

## 3D Photoner

	PŘÍPRAVKY TIANDE		
	KÓD	PRODUKT	FOTO
<b>Mastná problematická pleť</b>	14710	Gel «Aloe vera»	
	10302	Placentární řada – Vyhlazující krém na obličej	
	14601	Snail Secret – Vícefunkční krém na obličej s mucinem hlemýžďů	
<b>Pokožka kolem očí</b>	10102	Regenerační sérum v kapslích na pokožku kolem očí	
	14602	Snail Secret – Vícefunkční krém na oči s mucinem hlemýžďů	
	Libovolný přípravek TianDe (gel nebo krém-gel) pro pokožku kolem očí, který vám vyhovuje		
<b>Pokožka rukou</b>	Libovolný krém na ruce TianDe, který používáte každý den		
<b>Kapilární cévky na nohou</b>	44402	Fytogel na nohy Slaviton	
<b>Celulitida</b>	30256	Lipolytický gel na celulitidu	



REŽIMY **ULTRAZVUKOVÉ** A **FOTOCHROMATICKÉ** TERAPIE  
JE MOŽNÉ POUŽÍVAT JAK SPOLEČNĚ, TAK I SAMOSTATNĚ

Pro nastavení různé intenzity působení **ULTRAZVUKU**  
použijte tlačítko **Sonic**:

- **Low** – nízká intenzita;
- **Middle** – střední intenzita;
- **High** – vysoká intenzita.

Pro volbu barvy záření při **FOTOTERAPII**  
použijte tlačítko **PHOTON**:

- První stisknutí tlačítka – **červené záření**
- druhé – **modré záření**
- třetí – **zelené záření**
- čtvrté stisknutí tlačítka – vypnutí režimu



# 3D Photoner –

# tianDe®

## KOSMETICKÝ SALON, KTERÝ SE VEJDE DO DÁMSKÉ KABELKY

- ✓ **ÚSPORA PENĚZ** ve srovnání s kosmetickými procedurami v salonu krásy
- ✓ **OMLAZUJÍCÍ ÚČINEK** je srovnatelný s účinkem při komplexní péči v salonu krásy
- ✓ **ÚSPORA ČASU**. nebudete muset věnovat čas návštěvám kosmetických salonů, přístroj 3D PHOTONER je možné používat kdykoliv - avšak nejlépe večer
- ✓ **NENÍ POTŘEBA PROCEDURY PŘERUŠOVAT**, přístroj bude vaším věrným společníkem na služební cestě i na dovolené.

Produkt	Katalogová cena, Kč	Cena pro Distributory, Kč	Body
<b>Přístroj s komplexními fotochromatickými a ultrazvukovými účinky</b> Kód: 90149	3 358,00	2 184,00	80

[www.tiandefm.cz](http://www.tiandefm.cz)





## 3D Photoner –

# KOSMETICKÝ SALON, KTERÝ SE VEJDE DO DÁMSKÉ KABELKY

- ✔ **ÚSPORA PENĚZ** ve srovnání s kosmetickými procedurami v salonu krásy
- ✔ **OMLAZUJÍCÍ ÚČINEK** je srovnatelný s účinkem při komplexní péči v salonu krásy
- ✔ **ÚSPORA ČASU.** Nebudete muset věnovat čas návštěvám kosmetických salonů, přístroj 3D PHOTONER je možné používat kdykoliv - avšak nejlépe večer
- ✔ **NENÍ POTŘEBA PROCEDURY PŘERUŠOVAT**, přístroj bude vaším věrným společníkem na služební cestě i na dovolené.