

tianDe®

3D Photon

přenosný kosmetický přístroj

PRO OMLAZENÍ BEZ OPERACE

**FUNGUJE NA BÁZI 3 ÚČINNÝCH KOSMETICKÝCH
METOD:**

**ULTRAZVUKOVÁ
TERAPIE**

zajišťuje
mikromasáž na
buněčné úrovni

**FOTOCHROMO-
TERAPIE**

působení
světelných vln
pomáhá při
různorodých
problémech
pokožky

FONOFORÉZA

zlepšuje
vstřebávání
kosmetických
přípravků





tianDe®

ULTRAZVUKOVÁ MIKROMASÁŽ NA BUNĚČNÉ ÚROVNI ZAJIŠŤUJE:

- **aktivaci** látkové výměny uvnitř buněk
- **zlepšení** cirkulace krve v tkáních, zesílení cirkulace lymfy, což vede ke zlepšení výživy tkání a urychlení regeneračních procesů
- **nasycení** buněk kyslíkem a zvýšení imunity pokožky
- **zvýšení** syntézy kolagenu, elastinu a kyseliny hyaluronové, které jsou nezbytné pro pevnost a elasticitu pokožky
- **odstranění** napětí mimických svalů, které způsobuje vrásky, a v důsledku toho výraznou redukci množství a hloubky vrásek
- **normalizaci** funkce mazových žláz, antibakteriální účinek
- **vyhlazení** jizviček, redukce otoků
- **redukci** pigmentových skvrn a pih



FOTOCHROMOTERAPIE **tianDe**[®]

ČERVENÁ BARVA

Proniká do hloubky 8-10 mm, aktivuje činnost fibroblastů – hlavních buněk dermis, které vytvářejí podmínky pro regeneraci a syntézu kolagenu, elastinu a dalších bílkovin, které ovlivňují mládí pleti.

IDEÁLNÍ PRO OMLAZUJÍCÍ PROCEDURY.

ZELENÁ BARVA

Proniká do hloubky 3-5 mm, působí na vrchní a střední vrstvu pokožky – epidermis a dermis.

Zužuje rozšířené cévy, zlepšuje okysličování buněk, zklidňuje podrážděnou pokožku a odstraňuje diskomfort.

IDEÁLNÍ PRO SMÍŠENOU PLEŤ.

MODRÁ BARVA

Proniká do hloubky 0,5 mm, hodí se pro péči o citlivou, mastnou a zanícenou pleť. Přispívá k regulaci produkce mazu, stažení pórů, redukci zánětlivých procesů a zarudnutí.








IDEÁLNÍ PRO MASTNOU CITLIVOU pleť a při zánětlivých procesech (komedonech a akné).



PROCEDURA FONOFORÉZY s kosmetickými přípravky TianDe

tianDe

HYDRATAČE PLETI

Věk	Hydratační přípravky		
	KÓD	PRODUKT	FOTO
20+	14710	Gel „Aloe vera“	
	15508	In Top – Hydratační krém na obličej pro zářivou krásu pleti	
	14601	Snail Secret – Vícefunkční krém na obličej s mucinem hlemýžďů	
25+	15203	Phyto Code – Pleťový krém s cordycepem a šalvějí	
30+	12111	Tibetan Herbs – Vysoce účinný hydratační krém	
35+	12803	Zhenfei perfect – Intenzivní hydratační krém	
40+	10304	Placentární řada - Hydratační vyživující krém na obličej	









DOPORUČENÉ PŘÍPRAVKY

TianDe pro dosažení maximálního účinku při používání přístroje

tianDe®

3D Photoner

ÚČINEK	PŘÍPRAVKY TIANDE		
	KÓD	PRODUKT	FOTO
Posílení a zvýšení pružnosti pleti 35 + Collagen Active	12703	Intenzivní liftingový krém na obličej	
	12707	Modelující gel na tvar obličeje	
	12705	Zpevňující a liftingová emulze na obličej a krk	
Regenerace (omlazení) 35+	10101	Obnovující sérum v kapslích	
	13502	Marine Collagen – Vyživující regenerační noční krém	
	15104	Snake Factor – Krém pro komplexní obnovu pleti obličeje	
	12805	Zhenfei perfect – Omlazující energetická emulze	
	10304	Placentární řada – Hydratační vyživující krém na obličej	



DOPORUČENÉ PŘÍPRAVKY

TianDe pro dosažení maximálního účinku při používání přístroje

tianDe®

3D Photoner

	PŘÍPRAVKY TIANDE		
	KÓD	PRODUKT	FOTO
Mastná problematická pleť	14710	Gel «Aloe vera»	
	10302	Placentární řada – Vyhlazující krém na obličej	
	14601	Snail Secret – Vícefunkční krém na obličej s mucinem hlemýžďů	
Pokožka kolem očí	10102	Regenerační sérum v kapslích na pokožku kolem očí	
	14602	Snail Secret – Vícefunkční krém na oči s mucinem hlemýžďů	
	Libovolný přípravek TianDe (gel nebo krém-gel) pro pokožku kolem očí, který vám vyhovuje		
Pokožka rukou	Libovolný krém na ruce TianDe, který používáte každý den		
Kapilární cévky na nohou	44402	Fytogel na nohy Slaviton	
Celulitida	30256	Lipolytický gel na celulitidu	



REŽIMY **ULTRAZVUKOVÉ** A **FOTOCHROMATICKÉ** TERAPIE
JE MOŽNÉ POUŽÍVAT JAK SPOLEČNĚ, TAK I SAMOSTATNĚ

Pro nastavení různé intenzity působení **ULTRAZVUKU**
použijte tlačítko **Sonic**:

- **Low** – nízká intenzita;
- **Middle** – střední intenzita;
- **High** – vysoká intenzita.

Pro volbu barvy záření při **FOTOTERAPII**
použijte tlačítko **PHOTON**:

- První stisknutí tlačítka – **červené záření**
- druhé – **modré záření**
- třetí – **zelené záření**
- čtvrté stisknutí tlačítka – vypnutí režimu



3D Photoner –

tiande®

KOSMETICKÝ SALON, KTERÝ SE VEJDE DO DÁMSKÉ KABELKY

- ✓ **ÚSPORA PENĚZ** ve srovnání s kosmetickými procedurami v salonu krásy
- ✓ **OMLAZUJÍCÍ ÚČINEK** je srovnatelný s účinkem při komplexní péči v salonu krásy
- ✓ **ÚSPORA ČASU**. nebudete muset věnovat čas návštěvám kosmetických salonů, přístroj 3D PHOTONER je možné používat kdykoliv - avšak nejlépe večer
- ✓ **NENÍ POTŘEBA PROCEDURY PŘERUŠOVAT**, přístroj bude vaším věrným společníkem na služební cestě i na dovolené.

Produkt	Katalogová cena, Kč	Cena pro Distributory, Kč	Body
Přístroj s komplexními fotochromatickými a ultrazvukovými účinky Kód: 90149	3 358,00	2 184,00	80

www.tiande.eu



3D Photoner –

KOSMETICKÝ SALON, KTERÝ SE VEJDE DO DÁMSKÉ KABELKY

- ✔ **ÚSPORA PENĚZ** ve srovnání s kosmetickými procedurami v salonu krásy
- ✔ **OMLAZUJÍCÍ ÚČINEK** je srovnatelný s účinkem při komplexní péči v salonu krásy
- ✔ **ÚSPORA ČASU.** Nebudete muset věnovat čas návštěvám kosmetických salonů, přístroj 3D PHOTONER je možné používat kdykoliv - avšak nejlépe večer
- ✔ **NENÍ POTŘEBA PROCEDURY PŘERUŠOVAT,** přístroj bude vaším věrným společníkem na služební cestě i na dovolené.